



## Mieszadło magnetyczne Variomag<sup>®</sup> Poly 15

thermo scientific

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne **z napędem indukcyjnym. Wielostanowiskowe.** Przeznaczone np. na 15 zlewek 250 ml lub 6 kolb Erlenmeyera 1000 ml. **Łagodny rozruch.** Posiada **cyfrowy wskaźnik** prędkości obrotowej. Obudowa ze stali szlachetnej **z powłoką proszkową.**

**Dla wycofanego mieszadła Variomag<sup>®</sup> Poly 15 dostępny jest zamiennik firmy [2mag MIX 15 Eco \(M-9115\)](#).**

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                        | Pręd. obrotowa    |
|-----------|---------|----------------------------------------------|-------------------|
|           | K-2958  | Mieszadło mag. Variomag <sup>®</sup> Poly 15 | 130-1000 obr./min |

### Opis

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne **z napędem indukcyjnym. Wielostanowiskowe.** Przeznaczone np. na 15 zlewek 250 ml lub 6 kolb Erlenmeyera 1000 ml. **Łagodny rozruch.** Posiada **cyfrowy wskaźnik** prędkości obrotowej. Obudowa ze stali szlachetnej **z powłoką proszkową.**

**Objętość mieszanej próbki na jednym stanowisku** od 1 do 800 ml.

**Moc mieszania:** 10 W.

**Zakres prędkości obrotowej:** 130 do 990 obr./min.

**Dopuszczalna temperatura otoczenia:** -10°C do +40°C przy wilgotności powietrza 95%.

**Wymiary:** 240 x 420 x 35 mm (szer. x gł. x wys.).

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.