



**Statyw do mieszadeł magnetycznych SunLab:
SU1300, SU1350, dla czujnika PT1000**

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab SU1300 i SU1350.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	D-8159	Statyw Sunlab dla modeli: SU1300, SU1350, dla czujnika PT1000

Opis

Statyw dla czujnika PT1000 do mieszadeł magnetycznych Sunlab SU1300 i SU1350. Wykonany ze stali nierdzewnej.

Długość: 500 mm.