



## Próżniowe systemy do filtracji Rapid-Flow (membrana z SFCA)



Próżniowe i sterylne systemy z membraną z octanu celulozy (SFCA) firmy Nalgene. Nie zawierają środków powierzchniowo czynnych. Wykazują niskie powinowactwo do białek i wysoką prędkość przepływu. SFCA jest przydatny w pracy z hodowlami komórkowymi oraz przy filtracji surowic zawierających białka.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                    | Membrana | Śr. porów | Śr. membrany | Poj. lejka | Poj. butelki | Stopień czystości | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------|
|           | N-2075  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,20 µm   | 50 mm        | 150 ml     | 150 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2076  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,45 µm   | 50 mm        | 150 ml     | 150 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2077  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,20 µm   | 50 mm        | 250 ml     | 250 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2078  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,45 µm   | 50 mm        | 250 ml     | 250 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2079  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,20 µm   | 75 mm        | 500 ml     | 500 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2080  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,45 µm   | 75 mm        | 500 ml     | 500 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2081  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,20 µm   | 90 mm        | 500 ml     | 500 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2082  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,45 µm   | 90 mm        | 500 ml     | 500 ml       | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2083  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,20 µm   | 90 mm        | 500 ml     | 1000 ml      | sterylny          | 12 szt.  |
|           | N-2084  | Próżniowy system do filtracji Rapid-Flow | SFCA     | 0,45 µm   | 90 mm        | 500 ml     | 1000 ml      | sterylny          | 12 szt.  |

### Opis

Próżniowe i sterylne systemy z membraną z octanu celulozy (SFCA) firmy Nalgene. Nie zawierają środków powierzchniowo czynnych. Wykazują niskie powinowactwo do białek i wysoką prędkość przepływu. SFCA jest przydatny w pracy z hodowlami komórkowymi oraz przy filtracji surowic zawierających białka. Kodowane kolorem żółtym. Wykonane z polistyrenu. Butelki posiadają podziałkę. Nie zawierają pirogenów oraz nie są cytotoksyczne. Wyposażone w szczelną nakrętkę.