



Butelki dla próżniowych systemów do filtracji Stericup[®] i Steritop[®]



Sterylnie butelki dla filtratów, kompatybilne z systemami Stericup i Steritop. Butelki są wykonane z polistyrenu, a nakrętki z polietylenu. Śr. gwintu butelki: 45 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Poj. butelki	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	N-2072	Butelki dla próżniowych systemów do filtracji	GL45	250 ml	sterylne	12 szt.	S200B02RE
	N-2073	Butelki dla próżniowych systemów do filtracji	GL45	500 ml	sterylne	12 szt.	S200B05RE
	N-2074	Butelki dla próżniowych systemów do filtracji	GL45	1000 ml	sterylne	12 szt.	S200B10RE

Opis

Sterylnie butelki dla filtratów, kompatybilne z systemami Stericup i Steritop. Butelki są wykonane z polistyrenu, a nakrętki z polietylenu. Śr. gwintu butelki: 45 mm.