



## Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki Bottle-Top 1000 ml

CORNING

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Pasują do butelek o szerokości szyjki 45 mm. Możliwość wyboru dwóch różnych typów membran (PES – polietersulfon, CA – octan celulozy). Wszystkie filtry są sterylne, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                                   | Membrana | Śr. porów | Śr. membrany | Śr. szyjki | Poj. lejka | Stopień czystości | Nr producenta | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------|
|   | N-4204  | Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki | PES      | 0,22 µm   | 90 mm        | 45 mm      | 1000 ml    | sterylne          | 431174        | 12 szt.  |
|  | N-4206  | Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki | CA       | 0,22 µm   | 90 mm        | 45 mm      | 1000 ml    | sterylne          | 430015        | 12 szt.  |

### Opis

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Pasują do butelek o szerokości szyjki 45 mm. Możliwość wyboru dwóch różnych typów membran (PES – polietersulfon, CA – octan celulozy). Wszystkie filtry są **sterylne**, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu.

Średnica filtra: 90 mm.