



Biurety proste - przeźroczyste - kl. AS - z paskiem Schellbacha

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Biurety proste wykonane z przeźroczystego szkła borokrzemowego 3.3. Zgodnie z nomenklaturą normy DIN/ISO oznaczone klasą „AS”. Oferowane w trzech wariantach objętości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka
	S-1567	Biureta prosta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przeźroczysta	10 ml	0,02 ml
	S-1568	Biureta prosta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przeźroczysta	25 ml	0,05 ml
	S-1569	Biureta prosta - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przeźroczysta	50 ml	0,10 ml

Opis

Biureta prosta wykonana z kalibrowanych pod próżnią rurek borokrzemianowych 3.3 według normy ISO 385. Zgodnie z normą DIN/ISO spełnia wymogi dla klasy „AS”. Dostarczana z wymiennym kurkiem odcinającym wyprodukowanym z PTFE. Pasek Schellbacha to wąski niebieski pas znajdujący się pośrodku większego białego paska. Umieszczony na wewnętrznej ścianie ułatwia precyzyjny odczyt z biurety. Znak zgodności („DE-M”), numer seryjny, wartości nominalne nadrukowano na powierzchni szkła trwałą emalią w kolorze niebieskim. Certyfikat partii można pobrać ze strony internetowej producenta.

Aby właściwie używać biuretę należy ją stabilnie umocować. Do tego celu można wykorzystać odpowiednie [statywy](#) oraz [uchwyty](#).