



Uchwyty do biuret

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Uchwyty do biuret przeznaczone do montowania na prętach do statywów. Oba modele posiadają sprężynujące dociski w celu stabilnego utrzymania biuret o różnych średnicach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do prętów o śr.
	S-1594	Uchwyt z PP do biuret - pojedynczy	10-12 mm
	S-1595	Uchwyt z PP do biuret - podwójny	8-14 mm

Opis

Przeznaczone do jednoczesnego przechowywania jednej lub dwóch prostych biuret. Stabilnie utrzymują biurety we właściwej pozycji. Umożliwia to łatwą obserwację podziałek objętości i poziomu menisku. Zaciski do stosowania na prętach o średnicy od 10 mm do 12 mm. Głowice mocujące są wyposażone w elastyczne sprężyny, które umożliwiają łatwe wkładanie i wyciąganie biuret.