



Testy kryminalistyczne AmylaseTest - do wykrywania amylazy



Seratec[®] AmylaseTest zestaw immunochromatograficzny do szybkiego identyfikowania ludzkiej α -amylazy. Wykrywa ślinę w próbkach do analizy kryminalistycznej. Próg wykrywalności ludzkiej α -amylazy wynosi 50 mIU/ml. Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml roztworu buforowego, pipety plastikowe oraz instrukcję obsługi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.
	B-6004	Testy immunochromatograficzne Seratec AmylaseTest	do wykrywania amylazy	40 szt.

Opis

Seratec[®] AmylaseTest chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego wykrywania ludzkiej **α -amylazy**. Wykorzystywany do identyfikacji **śliny** w próbkach kryminalistycznych. Wyniki otrzymuje się już **po 10 minutach**. Do przeprowadzenia badania nie potrzeba dodatkowego wyposażenia. Seratec AmylaseTest stosowany zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w laboratorium. Produkt zawiera dwa przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiej α -amylazie jako składniki aktywne. Próg wykrywalności ludzkiej α -amylazy to **50 mIU/ml**.

Enzym α -amylaza służy w organizmie do rozkładu polisacharydów. Występuje w różnych organach i płynach ustrojowych szczególnie wysokie stężenie w ślinie, jak również w płynie trzustkowym. Seratec[®] AmylaseTest odznacza się wysokim poziomem czułości i swoistości. Testy diagnostyczne Seratec[®] produkowane zgodnie ze standardami jakości normy europejskiej **ISO 9001**.

Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml roztworu buforowego, pipety plastikowe oraz instrukcję obsługi.

W naszej ofercie znajduje się zarówno [test immunochromatograficzny Seratec[®] PAM Test](#), który umożliwia jednoczesne wykrywanie swoistego antygenu sterczowego (PSA) i α -amylazy, jak i [Seratec[®] AmylasePaper](#) do szybkiego obrazowania amylazy i identyfikacji lokalizacji śladów śliny na materiałach dowodowych.