



Miniwórk Spectrafuge[®]

Labnet
 Labnet International, Inc.

Miniwórk idealna do wirowania próbek reakcyjnych i próbek PCR w paskach. Zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Pokrywka
	3-1810	Miniwórk Spectrafuge [®]	6000 obr./min	niebieska
	B-0176	Zapasy rotor na 6 próbek o poj. 1,5/2,0 ml	-	-
	B-0177	Zapasy rotor na dwa 8-stanowiskowe paski próbek do PCR o poj. 0,2 ml	-	-

Opis

Miniwórk idealna do wirowania próbek reakcyjnych i próbek PCR w paskach. Zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Maks. liczba obrotów na min.: 6000 rpm (przy 6-miejscowym wirniku).

Maksymalne przyspieszenie odśrodkowe (RZB): 2000 x g.

Wymiary: 153 x 153 x 102 mm.

Ciężar: 0,9 kg.

Zasilanie: 220 V/50/60 Hz.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Wirówka dostarczana jest z rotorem na 6 próbek 1,5/2,0 ml, rotorem na 2 paski próbek PCR 0,2 ml (8-stanowiskowe) i adapterem na próbki 0,4 i 0,5 ml.