



Wirówki Minifuge™

Labnet
 Labnet International, Inc.

Niedroga, wydajna mikrowirówka zajmująca niewiele miejsca. Idealna do przeprowadzania niewielkich analiz. Energia kinetyczna lekkiego, obracającego się rotora jest tak mała, że wirówka po zwolnieniu przełącznika zatrzymuje się w ciągu kilku sekund. Wyposażona w rotor na 6 probówek 1,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rotor	Obr./min
	3-1820	Wirówka Minifuge™	na 6 probówek o poj. 1,5 ml	6400 obr./min
	3-1821	Wirówka Minifuge™	na 2 paski po 8 probówek PCR o poj. 0,2 ml	6400 obr./min

Opis

Niedroga, wydajna mikrowirówka zajmująca niewiele miejsca. Idealna do przeprowadzania niewielkich analiz. Energia kinetyczna lekkiego, obracającego się rotora jest tak mała, że wirówka po zwolnieniu przełącznika zatrzymuje się w ciągu kilku sekund. Wyposażona w rotor na 6 probówek 1,5 ml.

Maks. prędkość obrotowa: 6400 obr./min – 2000 RZB (x g).

Funkcje start i stop w sekundach. Pokrywa z poliwęglanu.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Pobór mocy: 10 W.

Gwarancja: 12 miesięcy.