



Miniwirówka 3-Speed

FOR MY LAB
neoLab[®]

Mała wirówka laboratoryjna. Nowoczesny, kolorowy design. Bardzo cicha praca. Duża stabilność dzięki przyssawkom mocującym do podłoża.

Prędkości obrotowe możliwe do wyboru: 4000 / 6000 / 10000 obr./min (900 / 2000 / 5000 x g).

Pojemność: 6 probówek reakcyjnych 2,0 / 1,5 / 0,5 / 0,2 ml.

W zestawie również wymienny rotor na dwa 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min
	D-6015	Miniwirówka 3-Speed	4000 / 6000 / 10000 obr./min

Opis

Mała wirówka laboratoryjna 3-Speed.

- Nowoczesny, kolorowy design.
- Możliwość wyboru 3 prędkości.
- Bardzo cicha praca.
- Duża stabilność dzięki przyssawkom mocującym do podłoża.
- Łatwa obsługa.
- Zajmuje niewiele miejsca.

Wymiary: 150 x 130 x 170 mm (szer. x wys. x gł.).

Ciężar: 1,0 kg.

Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz.

Poziom szumu: < 52 dB.

Prędkości obrotowe możliwe do wyboru: 4000 / 6000 / 10000 obr./min (900 / 2000 / 5000 x g).

Pojemność: 6 probówek reakcyjnych 2,0 / 1,5 / 0,5 / 0,2 ml.

Gwarancja: 12 miesięcy.

W zestawie również wymienny rotor na dwa 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml.