



Wirówka neoLab z funkcją wytrząsania

FOR MY LAB
neoLab[®]

2 urządzenia w jednym. Wirówka o prędkości do 7000 obr./min w połączeniu z funkcją wytrząsania dla wszystkich probówek. Możliwość wirowania do 36 probówek o poj. od 0,2 ml (PCR) do 2,0 ml. Niewielkie rozmiary. Cicha praca. Oszczędność miejsca. Zmienna prędkość obrotowa w zakresie od 2000 do 7000 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min
	7-0040	Wirówka neoLab z funkcją wytrząsania	2000-7000 obr./min

Opis

2 urządzenia w jednym. Wirówka o prędkości do 7000 obr./min w połączeniu z funkcją wytrząsania dla wszystkich probówek. Możliwość wirowania do 36 probówek o poj. od 0,2 ml (PCR) do 2,0 ml. Niewielkie rozmiary. Cicha praca. Oszczędność miejsca. Zmienna prędkość obrotowa w zakresie od 2000 do 7000 obr./min. Posiada 6 efektywnych programów wytrząsania o zróżnicowanej intensywności. Możliwość zaprogramowania sekwencji Spin-Mix-Spin do przygotowania próbek. Nastawny zegar od 0,1 do 30 min.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 190 x 170 x 115 mm.

Ciężar: 1,3 kg.

Prędkość: od 2000 do 7000 obr./min (3200 rcf przy 7000 obr./min).

Ustawienie czasu: od 0,1 do 30 min.

Zasilanie sieciowe: 220-230 V / adapter 24 V.