



## Mikrowirówka Force 1418



Force 1418 to doskonała mikrowirówka amerykańskiej firmy Labnet dla probówek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                         | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|
|    | K-3033  | Mikrowirówka Force 1418                       | 1 szt.   |
|    | K-3034  | Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 0,5 ml | 6 szt.   |
|  | K-3035  | Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 0,4 ml | 6 szt.   |
|  | K-3036  | Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 0,2 ml | 6 szt.   |

### Opis

Force 1418 to doskonała mikrowirówka amerykańskiej firmy Labnet dla probówek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

**Maksymalna ilość obrotów:** 13000 obrotów na minutę ( $13000 \text{ min}^{-1}$ ) lub 14000 x g.

**Minimalna ilość obrotów:** 1000 obrotów na minutę ( $1000 \text{ min}^{-1}$ ).

**Czas wirowania:** do 99 min.

**Wymiary:** 267 x 236 x 178 mm.

**Ciężar:** 5,5 kg.

**Max. pojemność:** 18 probówek x 1,5/2,0 ml.

W sprzedaży dostępne również tulejki redukcyjne do probówek 0,5 ml, 0,4 ml oraz 0,2 ml.