



Wirówka stołowa 5702 - Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Łatwa w obsłudze wirówka stołowa doskonała do probówek Falcon®. Napęd nie wymaga konserwacji. Krótki czas hamowania, automatyczne otwieranie pokryw. Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1901	Wirówka 5702 Eppendorf, bez rotora	5702 000.019
	K-1902	Wirnik wychyłokątny A-8-17 na 8 probówek Falcon® o poj. 15 ml	5702 700.002
	K-1903	Adapter na probówki stożkowe Falcon® o poj. 15 ml do wirnika A-8-17 - 8 szt.	5702 702.005
	K-1904	Maty gumowe na probówki Falcon® o poj. 15 ml do wirnika A-8-17 - 8 szt.	5702 701.009
	K-1905	Wirnik stałokątny F-35-30-17 na 30 probówek stożkowych typu Falcon® o poj. 15 ml, wraz z 20 adapterami i 30 matami gumowymi	5702 704.008
	K-1906	Wirnik stałokątny F-35-30-17 na 10 probówek typu Falcon® o poj. 15 ml, wraz z 10 adapterami, 10 matami gumowymi	5702 705.004
	K-1907	Wirnik stałokątny F-45-24-11 na 24 probówki 1,5 i 2 ml, bez pokrywki	5702 746.002

Opis

Łatwa w obsłudze wirówka stołowa doskonała do probówek Falcon®. Napęd nie wymaga konserwacji. Krótki czas hamowania, automatyczne otwieranie pokryw. Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej.

Maks. prędkość wirowania: 4.400 rpm.

Wymiary: 32 x 40 x 24 cm (szer. x gł. x wys.).

Ciężar: 20 kg.

Maks. pobór mocy: 200 W.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Wszystkie rotory można autoklawować.