



Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 Classic - Hettich



Mikro 200 to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla probówek o pojemności do 1,5/2,0 ml. **Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).**

Maksymalna ilość obrotów: 14000 obrotów na minutę (14000 min^{-1} , przestawialne w 100 krokach) lub 18626 x g.

Minimalna ilość obrotów: 500 obrotów na minutę (500 min^{-1}).

Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / bieg krótki).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-3017	Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 Classic	bez rotora

Opis

Mikro 200 to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla probówek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

Maksymalna ilość obrotów: 14000 obrotów na minutę (14000 min^{-1} , przestawialne w 100 krokach) lub 18626 x g.

Minimalna ilość obrotów: 500 obrotów na minutę (500 min^{-1}).

Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / bieg krótki).

Wymiary/Ciężar: 275 x 260 x 347 mm / 11,5 kg.

Maks. pojemność: 48 ml (24 probówki x 2 ml).

Zasilanie z sieci: 220-240 V, 50/60 Hz.

Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).