



Statywy dwustronne na próbówki o poj. 0,2/0,5/1,5 ml

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Dwustronne statywy Isolab wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Dostępne w trzech kolorach. Temperatura pracy w zakresie od **-20 do +121°C**. Górna strona pomieści **96** probówek o poj. **1,5 ml** (6 x 16 miejsc), natomiast dolna: **48** probówek o poj. **0,5 ml** (6 x 8 miejsc) oraz **96** probówek o poj. **0,2 ml** (8 x 12 miejsc).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Liczba miejsc	Kolor
	R-3011	Statyw dwustronny z pokrywką	0,2/0,5/1,5 ml	96 x 0,2 ml, 48 x 0,5 ml, 96 x 1,5 ml	turkusowy
	R-3012	Statyw dwustronny z pokrywką	0,2/0,5/1,5 ml	96 x 0,2 ml, 48 x 0,5 ml, 96 x 1,5 ml	fioletowy
	R-3013	Statyw dwustronny z pokrywką	0,2/0,5/1,5 ml	96 x 0,2 ml, 48 x 0,5 ml, 96 x 1,5 ml	rubinowy

Opis

Dwustronne statywy Isolab wykonane z wytrzymałego polipropylenu. Są odporne na działanie większości kwasów, zasad i rozpuszczalników. Nadają się do **ustawiania w stosy**, jeden na drugim. Posiadają otwory **oznakowane alfanumerycznie**. Dostępne w trzech kolorach: turkusowym, fioletowym i rubinowym. Temperatura pracy w zakresie od **-20 do +121°C**.

Statywy są dwustronne. Każda ze stron jest przystosowana do przechowywania innych probówek. Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwą identyfikację zawartości statywu oraz chroni próbki przed kurzem, wilgocią, itp. Górna strona pomieści 96 probówek o poj. 1, ml (6 x 16 miejsc), natomiast dolna strona posiada 48 miejsc na probówki o poj. 0,5 ml (6 x 8 miejsc) oraz 96 miejsc na probówki o poj. 0,2 ml (8 x 12 miejsc).