



Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 R Cooled



Mikro 200R to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml z regulowaną temperaturą w zakresie od -10°C do 40°C (minimalna temperatura przy maksymalnych obrotach +4°C). **Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-3020	Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 R Cooled	bez rotora

Opis

Mikro 200R to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml z regulowaną temperaturą w zakresie od -10°C do 40°C (minimalna temperatura przy maksymalnych obrotach +4°C).

Maksymalna ilość obrotów: 14000 obrotów na minutę (14000 min^{-1}) lub $18626 \times g$.

Minimalna ilość obrotów: 500 obrotów na minutę (500 min^{-1}).

Czas wirowania: od 1 min. do 99 min.

Wymiary/Ciężar: 281 x 260 x 547 mm / 28,5 kg.

Maks. pojemność: 48 ml (24 probówki).

Zasilanie z sieci: 220-240 V, 50/60 Hz.

Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).