



Magneto-Stabil - wkład do zlewek wspomagający mieszanie

Wkład do zlewek wspomagający mieszanie cieczy w zlewkach przy użyciu mieszadeł magnetycznych. Dolna część stabilizuje mieszadełko magnetyczne, zapewniając równomierne przemieszanie zawartości naczynia, a górna ogranicza parowanie i zapobiega rozpryskiwaniu cieczy. W części górnej znajdują się dwa otwory, umożliwiające pobieranie cieczy z naczynia bez zdejmowania wkładu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla naczyń o średnicy
	N-0339	Magneto-Stabil - wkład do zlewek wspomagający mieszanie	60-95 mm
	N-0340	Magneto-Stabil - wkład do zlewek wspomagający mieszanie	86-118 mm
	N-0341	Magneto-Stabil - wkład do zlewek wspomagający mieszanie	110-143 mm

Opis

Wkład do zlewek wspomagający mieszanie cieczy w zlewkach przy użyciu mieszadeł magnetycznych. Dolna część stabilizuje mieszadełko magnetyczne, zapewniając równomierne przemieszanie zawartości naczynia, a górna ogranicza parowanie i zapobiega rozpryskiwaniu cieczy. W części górnej znajdują się dwa otwory, umożliwiające pobieranie cieczy z naczynia bez zdejmowania wkładu.