



Wirówka próżniowa WP-02



Wirówka przeznaczona do zagęszczania lub suszenia preparatów biologicznych. Wytwarzane w wirówce podciśnienie powoduje wrzenie płynu w temperaturze otoczenia. Wirowanie pozwala na koncentrację preparatu na dnie próbówki. Urządzenie umożliwia szybkie i całkowite odparowanie rozpuszczalnika. Proces odparowania można przyspieszyć włączając podgrzewanie miski. Temperaturę można ustawić na 30, 45 lub 60°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1531	Wirówka próżniowa WP-02
	B-1527	Rotor do wirówki próżniowej - 24 miejsca x 2,2/1,5 ml

Opis

Wirówka przeznaczona do zagęszczania lub suszenia preparatów biologicznych. Wytwarzane w wirówce podciśnienie powoduje wrzenie płynu w temperaturze otoczenia. Wirowanie pozwala na koncentrację preparatu na dnie próbówki. Urządzenie umożliwia szybkie i całkowite odparowanie rozpuszczalnika. Proces odparowania można przyspieszyć włączając podgrzewanie miski. Temperaturę można ustawić na 30, 45 lub 60°C.

Wirówka wykorzystywana jest w procesach izolacji DNA i RNA oraz do suszenia białek.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Pobór mocy: 70 VA.

Obroty: 1500 obr/min.

Podgrzewanie miski: trzy punkty regulacji temp.: 30°C, 45°C, 60°C.

Wymiary gabarytowe: 420 x 315 x 260 mm.

Ciężar: 15 kg.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać osobno):

- rotor 24 x 2,2 / 1,5 ml (próbówki Eppendorf),
- pułapka wody,
- pompa próżniowa.