



Suchy blok grzejny - Termoblok TB-951 U



Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiału biologicznego, biochemicznego i chemicznego, znajdującego się w różnego typu próbkach. W bloku stosować można wymienne wkłady na próbki o różnych wielkościach (wykonujemy też otwory wg. dostarczonych przez klienta wzorów).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1523	Suchy blok grzejny - termoblok TB-951 U - bez wkładu
	B-1524	Wkład do TB-951 U

Opis

Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiału biologicznego, biochemicznego i chemicznego, znajdującego się w różnego typu próbkach. W bloku stosować można wymienne wkłady na próbki o różnych wielkościach (wykonujemy też otwory wg. dostarczonych przez klienta wzorów).

Szczególnie polecany jest do:

- 1) enzymatycznego trawienia kwasów nukleinowych,
- 2) znakowania sond molekularnych,
- 3) ligacji cząstek DNA,
- 4) przygotowania preparatów do transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
- 5) badań naukowych i diagnostycznych opartych o metody immunologiczne lub kolorymetryczne.

Termoblok przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych chłodniach o temperaturze powyżej +4°C.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Pobór mocy: 270 W .

Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury.

Zakres nastawy temperatury: od 5°C powyżej temp. otoczenia do 120°C.

Dokładność regulacji: < 0,2°C.

Wkłady na próbki: 7 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml lub wg zamówienia.

Gwarantowane ściśle dopasowanie otworu do kształtu próbki.

Wymiary wkładów: 162 x 126 x 90 mm.

Transparentna pokrywa pola grzejnego stabilizująca temperaturę i wilgotność ponad próbkami.

Masa: 6 kg.

Każdy termoblok posiada świadectwo walidacji temperatury - pomiary wykonywane są przyrządami z urzędową legalizacją.