



Suchy blok grzejny - Mini - Termoblok TB-931



Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiału biologicznego, biochemicznego i chemicznego, znajdującego się w probówkach typu Eppendorf. Termoblok wyposażony jest w transparentną pokrywę umożliwiającą stabilizację temperatury i wilgotności ponad probówką. Termoblok przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych i chłodniach o temperaturze powyżej +4°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1525	Suchy blok grzejny - Mini - termoblok TB-931

Opis

Suchy blok grzejny (termoblok) przeznaczony jest do inkubacji materiału biologicznego, biochemicznego i chemicznego, znajdującego się w probówkach typu Eppendorf. Termoblok wyposażony jest w transparentną pokrywę umożliwiającą stabilizację temperatury i wilgotności ponad probówką. Termoblok przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach laboratoryjnych i chłodniach o temperaturze powyżej +4°C.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

Pobór mocy: 40 W.

Cyfrowa nastawa i odczyt temperatury.

Zakres regulacji temperatury: od 5°C powyżej temp. otoczenia do 120°C.

Dokładność regulacji: < 0,2°C.

Otwory na próbki: 12 x 1,5 ml lub 18 x 600 µl lub 24 x 200 µl lub wg zamówienia. (Gwarantowane ścisłe dopasowanie otworu do kształtu próbki).

Transparentna pokrywa pola grzejnego stabilizująca temperaturę i wilgotność ponad probówkami.

Temperatura otoczenia: 4°C do 30°C.

Wymiary: 200 x 160 x 115 mm.

Masa: 3 kg.

Każdy blok posiada świadectwo walidacji temperatury. Pomiary wykonywane przyrządami z urzędową legalizacją.