



Wytrząsarka kołyskowa

FOR MY LAB
neoLab[®]

Wytrząsarka kołyskowa ze zmiennym kątem nachylenia od 1 do 12°. Ruchy wytrząsające w zakresie od 1 do 50 obr./min. Wyposażona w czasomierz cyfrowy. Po zakończeniu programu włącza się sygnał dźwiękowy. Z pamięcią dla programów zdefiniowanych przez użytkownika. Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej. Posiada antypoślizgową matę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-0056	Wytrząsarka kołyskowa (z matą)

Opis

Wytrząsarka kołyskowa ze zmiennym kątem nachylenia od 1 do 12°. Ruchy wytrząsające w zakresie od 1 do 50 obr./min. Wyposażona w czasomierz cyfrowy. Po zakończeniu programu włącza się sygnał dźwiękowy. Z pamięcią dla programów zdefiniowanych przez użytkownika. Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej. Posiada antypoślizgową matę.

Dane techniczne:

Wymiary platformy: 255 x 305 mm.

Czasomierz: 1-999 min./praca ciągła.

Temperatura otoczenia: od +4 do +40°C.

Względna wilgotność powietrza: maks. 80%.

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 307 x 275 x 110 mm.

Ciężar: 3,5 kg.

Zasilanie: adapter prądu przemiennego 12 V, 1000 mA.

Zapasowy zasilacz sieciowy – napięcie wyjściowe 12,0 V o Nr-Art. 7-0041 należy zamawiać osobno.

Dodatkowo można dokupić zapasową matę gumową 7-0057.