



## Cyfrowe termostaty blokowe SBH130DC i SBH200DC - na 2 bloki



Termostaty SBH130DC i SBH200DC to innowacyjne rozwiązanie i zastosowanie dwóch bloków z niezależną kontrolą temperatury. Posiadają możliwość ustawienia różnych temperatur dla każdego bloku. Wyjątkowo stabilne z równomiernie rozłożoną temperaturą w poszczególnych blokach. Idealne do zastosowania w procedurach analitycznych, w których zmiana temperatury inkubacji musi odbyć się bardzo szybko. Posiadają dwa czytelne, duże wyświetlacze temperatury.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                              | Maks. temp. |
|-----------|---------|------------------------------------|-------------|
|           | K-9461  | Termostat blokowy cyfrowy SBH130DC | 130°C       |
|           | K-9462  | Termostat blokowy cyfrowy SBH200DC | 200°C       |

### Opis

Termostaty SBH130DC i SBH200DC to innowacyjne rozwiązanie i zastosowanie dwóch bloków z niezależną kontrolą temperatury. Posiadają możliwość ustawienia różnych temperatur dla każdego bloku. Wyjątkowo stabilne z równomiernie rozłożoną temperaturą w poszczególnych blokach. Idealne do zastosowania w procedurach analitycznych, w których zmiana temperatury inkubacji musi odbyć się bardzo szybko. Posiadają dwa czytelne, duże wyświetlacze temperatury. Dostawa nie obejmuje aluminiowych bloków – prosimy zamawiać je osobno.

#### Dane techniczne:

**Zakres temperatur:** **SBH130DC:** od 8°C powyżej temp. otoczenia do 130°C, **SBH200DC:** 50°C do 200°C.

**Stabilność temperatury w 37°C:**  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ .

**Równomierność temperatury w bloku w 37°C:**  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ .

**Równomierność temperatury w bloku w temp. maksymalnej:**  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .

**Rozdzielczość temperatury:** 0.1°C.

**Rozmiary/Waga (bez bloków):** 310 x 280 x 115 mm / 2.9 kg.

**Moc:** 2 x 150W.

**Zasilanie:** 230V/50-60 Hz.