



Rękawice nitrylowe Showa 7555 - bezpudrowe

Jednorazowe rękawice nitrylowe Showa 7555 w kolorze błękitnym o grubości 0,12 mm. Długość rękawic – 300 mm. Odporne na chemikalia. Komfortowe w użytkowaniu. Nie zawierają lateksu, pudru ani silikonu, dzięki czemu nie powodują reakcji alergicznych i podrażnień skóry. Wyrób medyczny klasy I, produkt ochrony osobistej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 50 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość	Rozmiar	Szt./Op.
	L-7251	Rękawiczki nitrylowe Showa 7555 - jednorazowe	niebieski kobaltowy	300 mm	XS	50 szt.
	L-7252	Rękawiczki nitrylowe Showa 7555 - jednorazowe	niebieski kobaltowy	300 mm	S	50 szt.
	L-7253	Rękawiczki nitrylowe Showa 7555 - jednorazowe	niebieski kobaltowy	300 mm	M	50 szt.
	L-7254	Rękawiczki nitrylowe Showa 7555 - jednorazowe	niebieski kobaltowy	300 mm	L	50 szt.
	L-7255	Rękawiczki nitrylowe Showa 7555 - jednorazowe	niebieski kobaltowy	300 mm	XL	50 szt.

Opis

Jednorazowe rękawice Showa 7555 w kolorze kobaltowym są w 100% wykonane z nitrylu. Posiadają wysoką odporność na przenikanie substancji chemicznych oraz przekłucia. Rękawice są bezpudrowe, nie zawierają również alergennego lateksu. Dla zapewnienia wyższego komfortu użytkowania rękawice są chlorowane. Zmniejsza to uczucie lepkości, poprawia chwytność i ułatwia zakładanie. Dodatkowo powierzchnia końców palców jest teksturowana.

Cechą wyróżniającą rękawiczki Showa 7555 jest dłuższy mankiet, chroniący przedramiona. Rękawiczki mają długość 300 mm. Rękawice Showa 7555 są rozciągliwe, delikatne i przyjemne w dotyku – dają poczucie drugiej skóry.

Mają akceptowalny poziom jakości (AQL) wynoszący 0,65. Są również zatwierdzone do kontaktu z żywnością. Typowe branże i zastosowania obejmują laboratoria, ochronę zdrowia, przemysł farmaceutyczny, elektronikę, motoryzację, gastronomię i hotelarstwo. Ponadto spełniają wymogi norm: EN 420, EN ISO 374-1/typ C (JK), EN ISO 374-5, EN 455. Są również zgodne z WE 1935/2004 – nadają się do kontaktu z żywnością.

Grubość: 0,12 mm.

Długość: 300 mm.

Kolor: niebieski kobaltowy.

Opakowanie zawiera **50 sztuk** rękawic.