



Bloki aluminiowe

Bloki aluminiowe przeznaczone do termostatowania probówek. Dostępne w czterech wersjach z otworami na różne rodzaje probówek. Mogą być stosowane w łaźni lodowej, wodnej a także na płycie grzewczej. Równomierny rozkład temperatury w bloku zabezpiecza identyczne warunki temperaturowe dla wszystkich probówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	7-8005	Blok aluminiowy na probówki PCR o poj. 0,2 ml	96 (8 x 12)
	7-8006	Blok aluminiowy na probówki o poj. 1,5 ml/2 ml	24 (4 x 6)
	7-8007	Blok aluminiowy na probówki o poj. 2,2 ml	24 (4 x 6)
	7-8008	Blok aluminiowy na krioprobówki o poj. 1 i 2 ml	24 (4 x 6)
	7-8009	Blok aluminiowy na probówki o poj. 0,5 ml	30 (5 x 6)
	7-8004	Blok aluminiowy na probówki o poj. 5 ml	8 (2 x 4)

Opis

Bloki aluminiowe przeznaczone do termostatowania probówek. Dostępne w czterech wersjach z otworami na różne rodzaje probówek. Mogą być stosowane w łaźni lodowej, wodnej a także na płycie grzewczej. Równomierny rozkład temperatury w bloku zabezpiecza identyczne warunki temperaturowe dla wszystkich probówek. Specjalny kształt otworów gwarantuje optymalne przenoszenie ciepła i zapobiega wypadaniu probówek. Materiał: masywne aluminium.

Wymiary: 118 x 80 x wys. 30 mm (format płytki mikrotitracyjnej).