



Uchwyty na kolby Erlenmeyera do wytrząsarek - Lauda



Uchwyty na kolby Erlenmeyera pasujące do platform wytrząsarek Varioshake firmy Lauda typu 3950 (Nr-Art. K-1605), typu 3966 (Nr-Art. K-1606), typu 3980 (Nr-Art. K-1607) lub typu 3970 (Nr-Art. K-1631). Wykonane ze stali szlachetnej. W komplecie z elementami mocującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kolb o poj.	Nr producenta
	K-1617	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	25 ml	3983 / A000025
	K-1618	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	50 ml	3984 / A000026
	K-1619	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	100 ml	3985 / A000027
	K-1620	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	200 ml	3986 / A000028
	K-1621	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	250-300 ml	3987 / A000029
	K-1622	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	500 ml	3988 / A000030
	K-1623	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	1000 ml	3989 / A000031
	K-1624	Uchwyt do kolby Erlenmeyera	2000 ml	3990 / A000053

Opis

Uchwyty na kolby Erlenmeyera do wytrząsarek i inkubatorów z wytrząsaniem Varioshake firmy Lauda. Do ich zamontowania niezbędna jest [platforma](#) o wymiarach odpowiednich do typu wytrząsarki. Uchwyty zostały wykonane ze stali szlachetnej. Dostarczane w komplecie z elementami mocującymi.

Koszyczki na kolby są również kompatybilne z [platformą K-3071](#). Dzięki temu mogą być stosowane w łaźniach wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H. Dotyczy to zarówno łaźni z wytrząsaniem o ruchu orbitalnym [H 20 SOW](#), jak i o ruchu liniowym [H 20 S](#) i [H 20 SW](#).

Maksymalną ilość, jaką można zamontować na odpowiednich platformach można sprawdzić w tabeli poniżej:

**Dane
techniczne**

Nr-Art.	Nr producenta	Do kolb o poj.	Maks. ilość uchwytów na platformie			
			K-1605 (do modeli VS 8)	K-1606 (do modeli VS 15 oraz VS 60 OI)	K-1631 (do modelu VS 45 OI), K-3071	K-1607 (do modeli VS 30 O, VS 150 OI)
K-1617	3983 /A000025	25 ml	45 szt.	79 szt.	52 szt.	99 szt.
K-1618	3984 / A000026	50 ml	25 szt.	49 szt.	33 szt.	99 szt.
K-1619	3985 / A000027	100 ml	16 szt.	36 szt.	22 szt.	50 szt.
K-1620	3986 / A000028	200 ml	12 szt.	22 szt.	15 szt.	26 szt.
K-1621	3987 / A000029	250-300 ml	9 szt.	16 szt.	13 szt.	26 szt.
K-1622	3988 / A000030	500 ml	9 szt.	12 szt.	10 szt.	26 szt.
K-1623	3989 / A000031	1000 ml	4 szt.	9 szt.	6 szt.	12 szt.
K-1624	3990 / A000053	2000 ml	2 szt.	4 szt. (0 szt. dla VS 60 OI)	3 szt.	9 szt.