



Pudełko na kuwety - 12 miejsc

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Pudełko do przechowywania kuwet. Wyposażone w 12 miejsc. Wkład na kuwety jest wyjmowany. Zatraskowa pokrywa. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Kolor
	R-3021	Pudełko na kuwety	12 miejsc	niebieskie
	R-3022	Pudełko na kuwety	12 miejsc	fioletowe
	R-3023	Pudełko na kuwety	12 miejsc	rubinowe

Opis

Pudełko z polipropylenu (PP) przeznaczone na dwanaście kuwet o wym. 10 x 10 mm i maksymalnej wysokości do 60 mm. Pudełko posiada wyjmowany wkład na kuwety co ułatwia czyszczenie oraz zatraskową pokrywę.

Pudełka dostępne są w 3 kolorach: niebieskim, fioletowym i rubinowym.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 120 x 112 x 60 mm.