



Wytrząsarki Titramax 100, 101 do płytek mikrotitracyjnych



Wytrząsarki Heidolph Titramax 100 oraz 101 o ruchu kołowo-wibracyjnym, z płynną regulacją prędkości obrotowej w zakresie 150-1350 obr./min. Przeznaczone do wytrząsania 4 płytek mikrotitracyjnych. Timer umożliwia ustawienie pracy ciągłej lub ograniczonej do 120 minut.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6501	Wytrząsarka Titramax 100	analogowa	150-1350 obr./min	1,5 mm	220 x 220 mm	2 kg	544-11200-00
	H-6502	Wytrząsarka Titramax 101	analogowa	150-1350 obr./min	3 mm	220 x 220 mm	2 kg	544-11300-00

Opis

Wytrząsarki laboratoryjne Heidolph Titramax o ruchu kołowo-wibracyjnym, wyposażone w płynną regulację **prędkości obrotowej (150-1350 obr./min.)**. Urządzenia zaopatrzone w analogowy timer, umożliwiające **ustawienie czasu pracy ciągłej lub ograniczonej do 120 minut**. Po zakończeniu pracy wytrząsarka automatycznie się wyłącza, a także emituje sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania.

Modele Titramax oferują różną **amplitudę wytrząsania: 1,5 mm (Titramax 100) lub 3 mm (Titramax 101)**. Amplituda 1,5 mm zapewnia delikatne mieszanie. W rezultacie minimalizuje ryzyko kontaminacji między dołkami mikropłytek, nawet przy pełnym ich wypełnieniu. Natomiast amplituda 3 mm gwarantuje skuteczne i wydajne mieszanie. Modele Titramax 100 i 101 umożliwiają **wytrząsanie do 4 płytek 96-dołkowych** przy **obciążeniu do 2 kg**.

Dane techniczne

Parametr	Titramax 100	Titramax 101
Ruch	kołowo-wibracyjny	kołowo-wibracyjny
Wyświetlacz	analogowy	analogowy

Zakres prędkości	150 - 1350 obr./min	150 - 1350 obr./min
Amplituda	1,5 mm	3 mm
Maksymalne obciążenie	2 kg	2 kg
Wymiary platformy	220 x 220 mm	220 x 220 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	245 x 125 x 310 mm	245 x 125 x 310 mm
Ciężar	5,5 kg	5,5 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz	230-240 V, 50/60 Hz