



Ręczna suszarka do laboratorium

Ręczna suszarka z 3 różnymi stopniami regulacji ciepła i 2 prędkościami obrotowymi. Maks. ogrzewanie o mocy 2300 W. System zabezpieczający przed przegrzaniem. Z uchwytem do zawieszania. Posiada zdejmowany filtr powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-7006	Ręczna suszarka Pro-Air do laboratorium	2300 W

Opis

Ręczna suszarka z 3 różnymi stopniami regulacji ciepła i 2 prędkościami obrotowymi. Maks. ogrzewanie o mocy 2300 W. System zabezpieczający przed przegrzaniem. Z uchwytem do zawieszania. Posiada zdejmowany filtr powietrza.