



Okrągła łaźnia wodna z pokrywą

ROMMELSBACHER
 ElektroHausgeräte GmbH

Emaliowana od zewnątrz łaźnia wodna z wkładem z tworzywa sztucznego i pokrywą. Precyzyjny termostat zapewnia dokładne termostatowanie. Wyposażona w zegar sterujący (120 min). Możliwość ustawienia na pracę ciągłą. Posiada zabezpieczenie przed pracą urządzenia bez wody oraz lampkę kontrolną. Bezstopniowa regulacja temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	2-3200	Okrągła łaźnia wodna z pokrywą	27 l

Opis

Emaliowana od zewnątrz łaźnia wodna z wkładem z tworzywa sztucznego i pokrywą. Precyzyjny termostat zapewnia dokładne termostatowanie. Wyposażona w zegar sterujący (120 min). Możliwość ustawienia na pracę ciągłą. Posiada zabezpieczenie przed pracą urządzenia bez wody oraz lampkę kontrolną. Bezstopniowa regulacja temperatury.

Dokładność: $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Pojemność: 27 l.

Zegar: do 120 min.

Moc: 1800 W.

Zasilanie: 230 V.

Głębokość łaźni wodnej: 29 cm.

Średnica wewnętrzna: 34,5 cm.

Wysokość całkowita: 48 cm.

Wysokość napełnienia: maks. do 4 cm poniżej górnej krawędzi.