

Pokrywy do łaźni wodnych neoLab



Pokrywy do łaźni wodnych neoLab do modeli od E-4085 do E-4092.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	E-4100	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4085
	E-4101	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4086
	E-4102	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4087
	E-4103	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4088
	E-4104	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4089 oraz E-4091
	E-4105	Pokrywa aluminiowa do łaźni E-4090
	E-4107	Pokrywa ze stali szlachetnej do łaźni E-4087 z 4 pierścieniami 80 mm
	E-4108	Pokrywa ze stali szlachetnej do łaźni E-4091 z 6 pierścieniami 105 mm

Opis

Pokrywy do łaźni wodnych neoLab do modeli od E-4085 do E-4092.

Pokrywa ze stali szlachetnej Nr-Art. E-4107:

Dzięki założeniu pierścieni średnica otworu może zostać zmniejszona do 60, 42 lub 30 mm.