



## Łaźnia wodna

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie. Zakres temperatur: od **5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C**.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Pojemność | Moc grzania |
|-----------|---------|---------------------------|-----------|-------------|
|           | E-4085  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 2,2 l     | 500 W       |
|           | E-4086  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 3,5 l     | 600 W       |
|           | E-4087  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 4,3 l     | 750 W       |
|           | E-4088  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 6,5 l     | 1000 W      |
|           | E-4089  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 8,5 l     | 1000 W      |
|           | E-4090  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 11,0 l    | 1200 W      |
|           | E-4091  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 12,5 l    | 1500 W      |
|           | E-4092  | Łaźnia wodna z wanną z PC | 30,0 l    | 2000 W      |

### Opis

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie.

**Zakres temperatur:** od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C.

**Dokładność:** ok.  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ .

**Odporność temperaturowa:** do 120°C.

**Zasilanie:** 220 V / 50 Hz.

**Zakres dostawy:** termostat do zawieszania wraz z kablem przyłączeniowym i wtyczką, wbudowany termostat bezpieczeństwa, przezroczysta wanna z poliwęglanu, wkład do umieszczenia na dnie, do bezpośredniego ustawiania naczyń i statywów.

**Pokrywy oraz pływaki do łaźni wodnych należy zamawiać osobno.**