



Probówki do metody Kjeldahla



Probówki marki Büchi przeznaczone do metody Kjeldahla. Wykonane ze szkła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	037377	Probówki na próbki do metody Kjeldahla	300 ml	4 szt.

Opis

Probówki do metody Kjeldahla. Przeznaczone do aparatów K-425/K-436/K-439 marki Büchi. W całości wykonane ze szkła.

Śr. zewnętrzna: 48 mm.

Śr. zewnętrzna przy otworze: 55 mm.

Wysokość: 260 mm.