



Rękawice nitrylowe

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, w opakowaniach po 100 lub 200 sztuk. Niejałowe. Wytrzymałe, odporne na rozdarcia i przekłucia. Nie zawierają uczulającej gumy lateksowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	741-07	Rękawice nitrylowe Dermatril L 741 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	niebieskie	100 szt.
	BM 43556-DON-N-PF	Rękawice nitrylowe Blossom E-Z Don - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	niebieskie	200 szt.
	1083392	Rękawice nitrylowe Deliclean Light - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	białe	200 szt.

Opis

Rękawice nitrylowe Dermatril L 741 to model wydłużony – mają długość. ok. 270-280 mm. Są to bezpudrowe rękawiczki jednorazowe, odporne na chemikalia zgodnie z normą EN 374. Mają teksturowane koniuszki palców. Dopuszczane do kontaktu z żywnością. Bardzo dobra ochrona przed skażeniem chemicznym i bakteriologicznym. Zapewniają również wysoki poziom ochrony w przypadku środków cytotoksycznych i wirusów. Grubość rękawic Dermatril L 741 wynosi 0,11 mm. Są dostarczane w opakowaniach po 100 sztuk. Kolor niebieski.

Rękawice nitrylowe Blossom E-Z Don oferowane są w praktycznym opakowaniu zawierającym aż 200 szt. Wyróżniają się zastosowaniem nowej technologii EZ DON, która ułatwia zakładanie rękawic, nawet na mokre dłonie. Bezpudrowe, odporne na rozdarcia. Teksturowane opuszki palców ułatwiają chwytanie i poprawiają na dokładniejszy i bardziej czuły dotyk.

Deliclean Light to jednorazowe, bezpudrowe rękawiczki nitrylowe w kolorze białym. Oferowane w dużym, ekonomicznym opakowaniu zawierającym 200 sztuk rękawic.

Produkt w cenie promocyjnej ma przekroczoną datę ważności.