



## Szalki Petriego ze znacznikiem z PS - śr. 90 mm

NOEX<sup>®</sup>

Jednorazowe szalki Petriego o śr. 90 mm wykonane z polistyrenu (PS). Z matowym znacznikiem na dnie. Wysokość płytek wynosi 14,2 mm. Szalki wyposażone są w 3 żebra wentylacyjne. Dostępne w wersji sterylnej lub aseptycznej. Dodatkowo szalki występują w wersji z 1 lub 2 komorami (sekcjami). Opakowanie zawiera 600 szt.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                               | Średnica | Wysokość | Liczba komór | Stopień czystości | Żebra went. | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|-------------|----------|
|    | P-1101  | Szalki Petriego z PS ze znacznikiem | 90 mm    | 14,2 mm  | 1            | aseptyczne        | 3           | 600 szt. |
|    | P-1102  | Szalki Petriego z PS ze znacznikiem | 90 mm    | 14,2 mm  | 1            | sterylne          | 3           | 600 szt. |
|  | P-1103  | Szalki Petriego z PS ze znacznikiem | 90 mm    | 14,2 mm  | 2            | aseptyczne        | 3           | 600 szt. |
|  | P-1104  | Szalki Petriego z PS ze znacznikiem | 90 mm    | 14,2 mm  | 2            | sterylne          | 3           | 600 szt. |

### Opis

Szalki Petriego ze znacznikiem mają śr. 90 mm i wys. 14,2 mm. Wykonane z polistyrenu (PS) najwyższej jakości. Dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, jak również wysoką przeźroczystością. Na dnie szalek znajduje się znacznik – matowe pole, które może być przydatne w wielu eksperymentach mikrobiologicznych.

Wszystkie modele szalek Petriego ze znacznikiem posiadają 3 żebra wentylacyjne, które zapewniają ciągłą wymianę gazową. Dostępne w wersji sterylnej (sterylizowane radiacyjnie – promieniowaniem  $\gamma$ ) lub aseptycznej (wolne od mikroorganizmów). Szalki pakowane są w rękawy foliowe po 25 szt. Oferowane w opakowaniu zbiorczym zawierającym 600 szt. (24 x 25 szt.).

Dostępne są 2 modele różniące się liczbą komór. Szalki P-1101 oraz P-1102 mają 1 komorę, natomiast płytki Petriego P-1103 oraz P-1104 mają 2 sekcje.

Oferujemy również inne modele szalek Petriego:

- standardowe szalki Petriego o różnych średnicach: [55 mm](#), [90 mm](#), [120 mm](#), [140 mm](#),
- [szalki Petriego kontaktowe typu RODAC](#),
- [szalki STABLE](#),
- [kwadratowe szalki Petriego](#).