



Nasadka filtracyjna ze szkła Duran



Zapasowe nasadki filtracyjne z gwintem przeznaczone do skręcanych zestawów filtracyjnych Duran. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Posiadają czytelną skalę. Dostępne w 3 pojemnościach: 30 ml, 250 ml oraz 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Średnica	Pojemność
	G-2851	Nasadka filtracyjna ze szkła Duran	28 mm	24 mm	30 ml
	G-2852	Nasadka filtracyjna ze szkła Duran	54 mm	50 mm	250 ml
	G-2853	Nasadka filtracyjna ze szkła Duran	95 mm	90 mm	1000 ml

Opis

Zapasowe szkalne nasadki z gwintem dedykowane do [skręcanych zestawów filtracyjnych Duran](#). Nasadka, [lejek z polipropylenu](#), [2 uszczelki z FKM](#) oraz [spiekany dysk](#) lub krążek perforowany tworzą zestaw. Do krążka [G-2961](#) należy dobrać odpowiedni filtr membranowy lub bibułowy. W przypadku [dysków spiekanych](#) jest to opcjonalne. Taki zestaw można połączyć z kolbą próżniową za pomocą [uszczelki Guko](#).

Nasadki występują w 3 pojemnościach:

- 30 ml – przeznaczone do krążków spiekanych o śr. 24 mm,
- 250 ml – przeznaczone do krążków spiekanych o śr. 50 mm,
- 1000 ml – do krążków spiekanych o śr. 90 mm.

Są wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Posiadają trwałą, czytelną, białą skalę.