



Wytrząsarka GFL 3023 do płytek mikrotitracyjnych



Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowo-wibracyjnym – do płytek mikrotitracyjnych. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Bardzo wysoka częstotliwość wibracji przy jednoczesnej niskiej amplitudzie drgań dla jak najlepszego mieszania nawet najmniejszych próbek. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu. Wytrząsarka atrakcyjna dla laboratoriów medycznych, biochemicznych czy mikrobiologicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1602	Wytrząsarka GFL 3023 do płytek mikrotitracyjnych

Opis

Wytrząsarka firmy GFL o ruchu kołowo-wibracyjnym – do płytek mikrotitracyjnych. Posiada wyłącznik czasowy do 60 minut, elektryczną regulację obrotów oraz możliwość pracy ciągłej. Bardzo wysoka częstotliwość wibracji przy jednoczesnej niskiej amplitudzie drgań dla jak najlepszego mieszania nawet najmniejszych próbek. Stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia oraz przejrzysty panel ułatwiający obsługę. Urządzenie wyposażone w mechanizm napędowy o małym tarcu oraz silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu. Wytrząsarka atrakcyjna dla laboratoriów medycznych, biochemicznych czy mikrobiologicznych.

Typ ruchu: kołowo-wibracyjny.

Amplituda: 3 mm.

Częstotliwość: 100-1450 obr./min.

Wymiary płyty: 330 x 330 mm.

Wymiary zewnętrzne: 380 x 510 x 125 mm.

Obciążenie maksymalne: 1,2 kg.

Timer: 60 minut lub praca ciągła.

[Porównanie wytrząsarek GFL](#)