



Wytrząsarka Vibramax 100



Wytrząsarka Vibramax 100 o ruchu kołowo-wibracyjnym, z płynną regulacją prędkości obrotowej 150-2500 obr./min. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów, umożliwia wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażona w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6506	Wytrząsarka Vibramax 100	analogowa	150-2500 obr./min	3 mm	220 x 220 mm	2 kg	544-21200-00

Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna Heidolph Vibramax 100 charakteryzująca się ruchem kołowo-wibracyjnym oraz płynnie regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 150-2500 obr./min.** Urządzenie jest wyposażone w timer umożliwiający ustawienie **czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).** Po zakończeniu pracy wytrząsarka automatycznie się wyłącza, a także emituje sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania.

Amplituda wytrząsania wynosi 3 mm, co gwarantuje skuteczne i wydajne mieszanie. Wytrząsarka Vibramax 100 to kompaktowy model o **maksymalnym obciążeniu do 2 kg**. Urządzenie standardowo zawiera gumową platformę z wybrzuszeniem na krawędziach. Dzięki niewielkim wymiarom (245 × 125 × 310 mm) oraz wadze 5,5 kg urządzenie zajmuje mało miejsca w laboratorium, co ułatwia jego transport i instalację w różnych lokalizacjach.

Do wytrząsarki Vibramax 100 oferujemy dodatkowe akcesoria, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnego. Są to: [stelaż 100 z rolkami mocującymi](#), [rolka mocująca 100](#), [platforma 100 do montażu uchwytów mocujących](#) oraz [uchwyty mocujące do kolb Erlenmeyera](#).

Dane techniczne

Parametr	Vibramax 100
Ruch	kołowo-wibracyjny
Wyświetlacz	analogowy

Parametr	Vibramax 100
Zakres prędkości	150-2500 obr./min
Amplituda	3 mm
Maksymalne obciążenie	2 kg
Wymiary platformy	220 x 220 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	245 x 125 x 310 mm
Ciężar	5,5 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz