



Akcesoria do wytrząsarek Heidolph 1010, 1020, 1030, 1040



Akcesoria kompatybilne z wytrząsarkami Heidolph: Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 i Polymax 1040. Oferujemy nasadki na kolby Erlenmeyera, stelaż z rolkami mocującymi i rolkę mocującą, platformę do montażu uchwytów mocujących, piętrową platformę oraz platformę do rozdzielaczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6611	Nasadka do 22 kolb o poj. 25 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-72000-00
	H-6612	Nasadka do 14 kolb o poj. 50 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-73000-00
	H-6613	Nasadka do 9 kolb o poj. 100 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-74000-00
	H-6614	Nasadka do 5 kolb o poj. 250 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-75000-00
	H-6615	Nasadka do 4 kolb o poj. 500 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-76000-00
	H-6616	Nasadka do 2 kolb o poj. 1000 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-77000-00
	H-6621	Stelaż 1000 z dwoma rolkami mocującymi	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-70000-00
	H-6624	Platforma 1000 do czterech rozdzielaczy 50 lub 100 ml	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-78000-00
	H-6627	Platforma 1000 do montażu uchwytów mocujących	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-59200-00
	H-6630	Piętrowa platforma 1000	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-64000-00
	H-6633	Rolka mocująca 1000	wytrząsarki 1010, 1020, 1030, 1040	549-71000-00

Opis

Akcesoria zostały zaprojektowane z myślą o wytrząsarkach Heidolph: Unimax 1010, Promax 1020, Duomax 1030 oraz Polymax 1040. Oferowane elementy zapewniają wszechstronność użytkowania. Posiadamy następujące akcesoria:

- nasadka do 22 kolb – kompatybilna z 22 kolbami Erlenmeyera o pojemności 25 ml,

- nasadka do 14 kolb – przeznaczona do 14 kolb Erlenmeyera o pojemności 50 ml,
- nasadka do 9 kolb – przystosowana do 9 kolb Erlenmeyera o pojemności 100 ml,
- nasadka do 5 kolb – dedykowana do 5 kolb Erlenmeyera o pojemności 250 ml,
- nasadka do 4 kolb – kompatybilna z 4 kolbami Erlenmeyera 500 ml,
- nasadka do 2 kolb – zaprojektowana z myślą o 2 kolbach o pojemności 1000 ml,
- stelaż z dwoma rolkami mocującymi – wyposażony w dwie rolki mocujące,
- rolka mocująca – do mocowania dowolnych naczyń laboratoryjnych,
- platforma do rozdzielaczy – przeznaczona do 4 rozdzielaczy stożkowych o pojemności 50 ml lub 100 ml. Maksymalna długość od korka do kranika wynosi 15,5 cm,
- platforma do montażu uchwytów mocujących 1000 – wykonana ze stali nierdzewnej, łatwa do mycia w autoklawie lub zmywarce, z możliwością dopasowania [uchwytów mocujących](#),
- piętrowa platforma 1000 – podwaja powierzchnię wybranej wytrząsarki, składa się z platformy do montażu uchwytów mocujących 1000 i 4 prętów nośnych.