



Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła Duran - wysokich



Zestaw zlewek wysokich – 7 sztuk. Różne pojemności. Oryginalny DURAN[®].

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	E-2027	Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła Duran - wysokich	50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml i 1000 ml	7 szt.

Opis

Zestaw zlewek wysokich – 7 sztuk. Różne pojemności. Oryginalny DURAN[®].