



Sterylizator na gorące powietrze

MELAG[®]

Przeznaczony do sterylizacji gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, m.in. długich narzędzi, jak również osuszania i sterylizacji pipet miarowych. Wysoka funkcjonalność i małe wymiary to główne zalety sterylizatora. Urządzenie wyposażone jest w 2-godzinny programator czasowy, termometr kontrolny, regulator temperatury oraz w lampki kontrolne. Sterylizator posiada funkcję pracy ciągłej oraz wymuszony obieg powietrza.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-5150	Sterylizator na gorące powietrze
	K-5151	Tacka do sterylizatora

Opis

Przeznaczony do sterylizacji gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, m.in. długich narzędzi, jak również osuszania i sterylizacji pipet miarowych. Wysoka funkcjonalność i małe wymiary to główne zalety sterylizatora. Urządzenie wyposażone jest w 2-godzinny programator czasowy, termometr kontrolny, regulator temperatury oraz w lampki kontrolne. Sterylizator posiada funkcję pracy ciągłej oraz wymuszony obieg powietrza. Dodatkowym atutem jest możliwość przymocowania urządzenia do ściany. Komora sterylizatora z zewnątrz i wewnątrz wykonana jest z aluminium.

W dostawie ze sterylizatorem dostarczane są 3 tacki. W komorze można umieścić maksymalnie 6 tackek.

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 62 x 32 x 39 cm.

Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 50 x 21 x 20 cm.

Wymiary tacki (szer. x gł.): 42 x 18 cm.

Pojemność: 21 l.

Maks. natężenie dźwięku podczas pracy: 56 dB.

Stopień bezpieczeństwa: IP 20.

Zakres temperatury: do 180°C.

Pobór mocy: 1040 W.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Ciężar: ok. 22 kg.