



Sterylizator UV

Sterylizator UV, idealny do sterylizacji drobnego sprzętu laboratoryjnego. Urządzenie automatycznie wyłącza się po otwarciu pokrywy. Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Niska emisja ciepła. Posiada certyfikat CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-4530	Sterylizator UV

Opis

Sterylizator UV, idealny do sterylizacji drobnego sprzętu laboratoryjnego. Urządzenie automatycznie wyłącza się po otwarciu pokrywy. Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Niska emisja ciepła. Posiada certyfikat CE.

Dane techniczne:

Długość fali: 245 nm.

Zasilanie: 220 V/110V.

Moc: 8 W.

Wymiary: 41 x 35 x 23 cm.

Wymiary wewnętrzne: 32 x 22 x 5-8 cm.

Standardowy czas sterylizacji: 30-40 min.

Waga: 6 kg.