



Przenośny miniinkubator

Przenośny miniinkubator o kompaktowych wymiarach. Dzięki innowacyjnej technice Peltiera temperatura może być regulowana w zakresie od 15°C do 40°C. Termostat cyfrowy umożliwia ustawianie temperatury w krokach co 1°C. Urządzenie może dokonywać automatycznego przełączania między pracą w wysokiej i w niskiej temperaturze dla utrzymania temperatury wybranej przez użytkownika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1144	Przenośny miniinkubator

Opis

Przenośny miniinkubator o kompaktowych wymiarach. Dzięki innowacyjnej technice Peltiera temperatura może być regulowana w zakresie od 15°C do 40°C. Termostat cyfrowy umożliwia ustawianie temperatury w krokach co 1°C. Urządzenie może dokonywać automatycznego przełączania między pracą w wysokiej i w niskiej temperaturze dla utrzymania temperatury wybranej przez użytkownika.

Dane techniczne:

Zasilanie: 12 V lub 220-240 V, 50 Hz.

Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): ok. 25,7 x 23 x 33,5 cm.

Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): ok. 32 x 36 x 45 cm.

Zakres temperatur: od 15°C do 40°C.

Zalecana temp. otoczenia: od 18°C do 22°C.

Gwarancja: 12 miesięcy.