



Butelki laboratoryjne Duran Premium z zakrętką - o poj. 100 ml - 1 l



Butelki laboratoryjne Duran[®] Premium z odpornością na szok termiczny wynoszącą aż 160°C. Z białą, przeciwstawną skalą o dużej dokładności ($\pm 5\%$). Dostarczane z pierścieniami wylewowymi i zakrętkami Duran Premium. Butelki laboratoryjne Duran Premium dostępne są w 4 pojemnościach: 100, 250, 500 oraz 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr.zew.	Wysokość	Gwint	Szt./Op.
	G-2674	Butelka Duran [®] Premium z zakrętką z PFA	100 ml	56 mm	105 mm	GL45	1 szt.
	G-2676	Butelka Duran [®] Premium z zakrętką z PFA	250 ml	70 mm	143 mm	GL45	1 szt.
	G-2677	Butelka Duran [®] Premium z zakrętką z PFA	500 ml	86 mm	181 mm	GL45	1 szt.
	G-2679	Butelka Duran [®] Premium z zakrętką z PFA	1000 ml	101 mm	230 mm	GL45	1 szt.

Opis

Butelki laboratoryjne Duran[®] Premium wykonane są ze szkła borokrzemowego 3.3. Wykazują wyjątkowo wysoką odporność szok termiczny – aż 160 K. Posiadają czytelną, dokładną skalę (dokładność $\pm 5\%$). Skala jest przeciwstawną – można oceniać ilość wlanego lub wylanego płynu. Butelki Duran Premium wyposażone są w standardowy gwint GL 45. Dostarczane z zakrętkami z PFA z wkładką silikonową powlekaną PTFE dla zapewnienia maksymalnej szczelności oraz pierścieniami wylewowymi z PFA dla wygodnego przelewania. Wykonane są z czystych materiałów, bez dodatków barwników. Butelki te szczególnie dobrze sprawdzą się w laboratoriach farmaceutycznych, pracy z agresywnymi odczynnikami, sterylizacji.

Butelki laboratoryjne Duran Premium dostępne są w 4 pojemnościach: 100, 250, 500 oraz 1000 ml.

Zapasowe [pierścienie wylewowe](#) oraz zakrętki [Duran Premium](#) można również dokupić osobno.