



## Inkubatory z wytrząsaniem VorTemp



Inkubator VorTemp firmy Labnet dostarczany jest z wymiennymi płytami roboczymi na 56 probówek 1,5 ml, 2 ml lub małych probówek z adapterami lub na płytki mikrotitracyjne (standardowe i głębokie o poj. do 2,0 ml/dołek).

Inkubator VorTemp 1550 dostarczany jest z płytą roboczą na 8 probówek 50 ml oraz 18 probówek 15 ml.

Funkcja wytrząsania w VorTemp 56 może zostać wyłączona, a urządzenie może pracować jak statyczny inkubator.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                 |
|-----------|---------|---------------------------------------|
|           | B-7452  | Inkubator z wytrząsaniem VorTemp 56   |
|           | B-7453  | Inkubator z wytrząsaniem VorTemp 1550 |

### Opis

Inkubator VorTemp firmy Labnet dostarczany jest z wymiennymi płytami roboczymi na 56 probówek 1,5 ml, 2 ml lub małych probówek z adapterami lub na płytki mikrotitracyjne (standardowe i głębokie o poj. do 2,0 ml/dołek).

Inkubator VorTemp 1550 dostarczany jest z płytą roboczą na 8 probówek 50 ml oraz 18 probówek 15 ml.

Funkcja wytrząsania w VorTemp 56 może zostać wyłączona, a urządzenie może pracować jak statyczny inkubator.

#### Dane techniczne:

**Zakres temperatur:** +5°C powyżej temperatury otoczenia do 99°C, **dokładność:** ±0,5°C.

#### Zakres obrotów:

- **model VorTemp 56:** 200 do 1200 obr./min.

- **model VorTemp 1550:** 200 do 900 obr./min.

**Ruch okrężny, średnica obrotów:** 3 mm.

**Czas pracy:** 1-999 min lub praca ciągła.

#### Wymiary:

- VorTemp 56: 23 x 31 x 23 cm,

- VorTemp 1550: 26 x 31 x 31 cm.

**Zasilanie:** 230 V, 50 Hz.