



## Aluminiowe puszki na pipety, kwadratowe

Puszki przeznaczone do przechowywania i sterylizowania pipet szklanych. Wykonane z aluminium.

Spody oraz pokrywki dla ochrony pipet wyłożone są silikonem odpornym na wysokie temperatury (do +160°C).

Podłużne rowki gwarantują pewność uchwytu.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                   | Długość użytkowa | Dł. pokrywki |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|--------------|
|  | 2-2093  | Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa | 16-25 cm         | 12 cm        |
|  | 2-2094  | Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa | 26-34 cm         | 12 cm        |
|  | 2-2095  | Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa | 32-41 cm         | 12 cm        |
|  | 2-2096  | Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa | 32-47 cm         | 17 cm        |

### Opis

Puszki przeznaczone do przechowywania i sterylizowania pipet szklanych. Wykonane z aluminium.

Spody oraz pokrywki dla ochrony pipet wyłożone są silikonem odpornym na wysokie temperatury (do +160°C).

Podłużne rowki gwarantują pewność uchwytu.

**Wymiary podstawowe:** ok. 65 x 65 mm.