



Papierki do oznaczeń półilościowych - Chlor



Paski wskaźnikowe Macherey-Nagel do półilościowego oznaczania chloru. W obecności Cl_2 paski wskaźnikowe zmieniają barwę z białej na niebieskofioletową. Paski te są szczególnie polecane do wykrywania chloru w roztworach dezynfekcyjnych stosowanych np. w przemyśle spożywczym czy w przemysłowej hodowli zwierząt. Opakowanie zawiera rolkę o dł. 5 m długości i szerokości 10 mm szerokości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Rodzaj pak.	Dł. rolki
	M-3602	Paski do specjalnych zastosowań - Chlor	biały - niebieskofioletowy	rolka	5 m

Opis

Papierki wskaźnikowe Macherey-Nagel dedykowane do półilościowego oznaczania chloru. W wyniku reakcji barwnej paski wskaźnikowe zmieniają kolor z białego na niebieskofioletowy. Stopniowanie skali: 10 - 50 - 100 - 200 mg/l Cl_2 . Papierki do oznaczeń półilościowych chloru znajdują zastosowanie, np. do wykrywania chloru w roztworach dezynfekcyjnych. Opakowanie zawiera rolkę o dł. 5 m długości i szerokości 10 mm szerokości.