



Wytrząsarka KS 501 digital

IKA[®]

Nisko profilowana wytrząsarka orbitalna doskonała do zastosowań w mikrobiologii czy przy sporządzaniu roztworów. Gwarantuje ciągłą i niezawodną pracę przy maksymalnym obciążeniu do 15 kg. Różnorodność stosowanych platform pozwala na pracę z różnymi naczyniami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1677	Wytrząsarka KS 501 digital	0025002985

Opis

Nisko profilowana wytrząsarka orbitalna doskonała do zastosowań w mikrobiologii czy przy sporządzaniu roztworów. Gwarantuje ciągłą i niezawodną pracę przy maksymalnym obciążeniu do 15 kg. Różnorodność stosowanych platform pozwala na pracę z różnymi naczyniami.

Wytrząsarka KS 501 digital jest dostarczana bez platformy. Prosimy wybrać jedną z platform przy składaniu zamówienia.

Akcesoria do wytrząsarki KS 501 digital należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Ruch	kołowy
Amplituda	30 mm
Dopuszczalne obciążenie	15 kg
Moc silnika (in/out)	70/19 W
Zasilanie	230 V/50-60 Hz

Parametr	Wartość
Dopuszczalny czas pracy	ciągły
Prędkości	0-300 obrotów na minutę
Wyświetlacz prędkości i czasu	cyfrowy
Wyłącznik czasowy	0-56 min.
Wymiary	505 x 585 x 120 mm
Ciężar	26 kg
Dopuszczalna temperatura	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność	80%