



Cylindry miarowe kl. A z korkiem - wysokie - białą skalą i podstawą z PP

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem białym. Sześciokątna podstawa z PP. Wzorcowane na „In”. Korek wykonany z PP. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Wysokość
	S-1089	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	10 ml	0,200 ml	135 mm
	S-1090	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	25 ml	0,500 ml	160 mm
	S-1091	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	50 ml	1,000 ml	195 mm
	S-1092	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	100 ml	1,000 ml	240 mm
	S-1093	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	250 ml	2,000 ml	320 mm
	S-1094	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	500 ml	5,000 ml	380 mm
	S-1095	Cylinder miarowy kl. A z korkiem, białą skalą i podstawą z PP	1000 ml	10,000 ml	465 mm

Opis

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem białym. Sześciokątna podstawa z PP. Wzorcowane na „In”. Korek wykonany z PP. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii.