



Taśma do kontroli sterylizacji

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej lub sterylizacji gorącym powietrzem. Nadaje się również do zamykania bębnow sterylizacyjnych lub do wiązania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Temperatura sterylizacji	Rodzaj sterylizacji	Dł. rolki
	P-7005	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	120°C/134°C	para wodna	50 m
	P-7006	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	155°C	suche gorące powietrze	50 m

Opis

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej lub sterylizacji gorącym powietrzem. Nadaje się również do zamykania bębnow sterylizacyjnych lub do wiązania.

Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie reaguje tylko na jednoczesne działanie ciśnienia i temperatury po upływie czasu minimalnego. Zmiana barwy wskaźnika z zielonej na brązową w temperaturze 120°C następuje po 20 min., a w temperaturze 134°C po 7 min.

Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem reaguje zmianą barwy z ciemnoniebieskiej na brązową po upływie 30 min. w temperaturze 155°C.

Taśma jest dostarczana na rolce o wymiarach: dł. 50 m, szer. 19 mm.

Wzór na taśmie może różnić się od tego pokazanego na załączonych zdjęciach.